



SAFEWAZE

Rescue Stretcher Manual



ANSI	N/A
OSHA	N/A

This manual intends to meet the Manufacturer's Instructions specified by the American National Standards Institute (ANSI) and should be utilized as part of an employee training program as required by the Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

**Read and understand instructions before using equipment!
Do not throw away instructions!**

**Always verify the latest revision of the Safewaze Manual is being utilized.
Visit the Safewaze website, or contact Customer Service, for updated manuals.**

⚠ IMPORTANT:

- Please refer to this manual for essential instructions on the use, care, or suitability of this equipment for your application. Contact Safewaze for any additional questions.
- Record all important product information prior to use. Documentation of all Competent Person annual inspections is required in the Inspection Log.

▶ USER INFORMATION

Date of First Use: _____

Serial Number: _____

Trainer: _____

User: _____

▶ SAFETY INFORMATION AND PRECAUTIONS

- The manufacturer's instructions must be provided to users of this equipment.
- The user must read, understand, and follow all safety and usage information contained within this manual.
- The user must safely and effectively use the horizontal lifeline and all equipment used in conjunction with the assembly.
- Failure to follow all safety and usage information can result in serious injury or death.

Warnings:

Regulations included herein are not all-inclusive, are for reference only, and are not intended to replace a Competent Person's judgment or knowledge of federal or state standards.

The warnings indicated below are designed to minimize risk associated with the use of the product and associated equipment.

- This system should NOT be used for personal fall protection or for material hauling. Using this product for any purpose other than its intended use, or using it improperly, can lead to serious injury or death.
- Do not alter or misuse equipment. Only Safewaze, or entities authorized in writing by Safewaze, may make repairs to Safewaze equipment.
- A Competent Person must conduct an analysis of the workplace and anticipate where workers will be conducting their duties, the route they will take to reach their work, and any existing and potential fall hazards.
- Before use, training of Authorized Persons on evacuation techniques and proper installation, inspection, maintenance, storage, and use of this equipment must be provided by a Competent Person.
- Training must include the ability to recognize fall hazards, minimize the likelihood of fall hazards, and the correct use of personal fall arrest systems.
- If conducting training operations with this equipment, a secondary fall protection system must be installed and utilized to ensure the trainee is not exposed to unintended fall hazards.
- Prior to use, this product must be inspected for mold, cuts, burns, frays, stitching failures, or any other damage that could affect the performance.
- If the product fails inspection or shows signs of damage, it should be IMMEDIATELY removed from service.
- Avoid moving machinery, sharp and/or abrasive edges, and any other hazard that could damage or degrade the component.
- Do not exceed maximum allowed number of users on the system or capacity of the system.
- Do not use this stretcher for evacuation if the casualty is already on a rescue backboard.
- Use the provided neck brace according to the instruction manual provided in cases of possible neck injury.
- Ensure the casualty is secured before lifting.
- When able, an energy-absorbing backup strap (that makes contact with the hoist line) is recommended for use with the stretcher.
- Do not remove label.

TABLE OF CONTENTS

1.0 ► Introduction	5
2.0 ► Intended Use	5
3.0 ► Worker Classifications	5
4.0 ► Rescue Plan	6
5.0 ► Product Limitations/Specifications	6
6.0 ► Unpacking & Loading Stretcher	8
7.0 ► Evacuation Methods	8
8.0 ► Inspection/Maintenance	11
9.0 ► Labels	11
10.0 ► Inspection Form	12

► 1.0 INTRODUCTION

Thank you for purchasing the Safewaze Rescue Stretcher. This manual must be read and understood in its entirety and used as part of an employee training program as required by OSHA or any applicable state agency.

The Safewaze semirigid Rescue Stretcher is easy to transport and set up. The emergency litter comes rolled into a lightweight/small backpack-style case and is equipped with a universal neck brace, rigging plate, and hoist straps (green webbing). When a standard EMS stretcher is impractical due to the casualty's location, this Rescue Stretcher is a vital tool to move the casualty from the critical or complex situation. The stretcher is ideal for use in ground, horizontal, angled, and vertical evacuations. When able, an energy-absorbing backup strap (that makes contact with the hoist line) is recommended for use with the stretcher. Safewaze recommends our 025-7036. Various Safewaze rescue products can be purchased separately to help aid in the raising and lowering of casualties.

► 2.0 INTENDED USE

This Rescue Stretcher shall only be used in situations where the rescuer has deemed it the most appropriate and effective way to move the casualty. This wrap-around style stretcher also serves as a normal backboard. However, do not use this stretcher for evacuation if the casualty is already on a rescue backboard. Use the provided neck brace according to the instruction manual provided in cases of possible neck injury. Use of this equipment for any other purpose including, but not limited to, fall protection, sports or recreational activities, material handling applications, or other action not described in these instructions is not approved by Safewaze. Use of this equipment in a manner outside the scope of those covered within this manual can result in serious injury or death. The equipment covered in this manual must only be used by trained personnel in workplace applications.

► 3.0 WORKER CLASSIFICATIONS

Read and understand the definitions of those who work in proximity of, or may be exposed to, fall hazards:

Qualified Engineer: A person with a Bachelor of Science in Engineering degree from an accredited college or university. They are able to assume personal responsibility for the development and application of engineering science and knowledge in the design, construction, use, and maintenance of their projects.

Qualified Person: One who, by possession of a recognized degree, certificate, or professional standing, or who by extensive knowledge, training, and experience, has successfully demonstrated their ability to solve or resolve problems relating to the subject matter, the work, or the project.

Competent Person: One who is capable of identifying existing and predictable hazards in the surroundings or working conditions which are unsanitary, hazardous, or dangerous to employees, and who has authorization to take prompt corrective measures to eliminate them.

Authorized Person: A person approved or assigned by the employer to perform a specific type of duty or duties, or to be at a specific location or locations, at the jobsite.

It is the responsibility of a Qualified Person or Engineer to supervise the jobsite and ensure safety regulations are met.

► 4.0 RESCUE PLAN

Prior to the use of this equipment, employers must create a rescue plan in the event of a fall and provide the means to implement the plan through training. The rescue plan must be specific to the project. The rescue plan must allow for employees to rescue themselves or be promptly rescued by alternative means. This plan must be communicated to/understood by all equipment users, authorized persons, and rescuers. Rescue operations may require specialized equipment beyond the scope of this manual. Every user must be trained in the inspection, installation, operation, and proper usage of their Rescue Equipment and Rescue Plan. See ANSI Z359.4-2013 for specific rescue information. Immediately seek medical attention in the event a worker suffers a fall arrest incident. **Note:** Special rescue measures may be required for a fall over an edge.

► 5.0 PRODUCT LIMITATIONS / SPECIFICATIONS

When installing or using this equipment always refer to the following requirements and limitations:

- **Free Fall:** 0' (0 m) free fall allowed.
- **Load Limit:** 850 lbs. (386 kg) including clothing, tools, equipment, etc.
- **Dimensions:** 79" L x 33" W (201 cm x 84 cm)
- **Weight:** 30 lbs. (14 kg)

COMPONENT MATERIALS	
Carry Bag	Polyester
Neck Brace	Plastic/Foam
Rigging Plate	Aluminum
Head Strap (padded and adjustable)	Neoprene
Shoulder Straps (with adjustable pads)	Polyester
Leg Pads (adjustable with pads)	Polyester
Foot Stirrup (adjustable with pad)	Polyester
Stretcher Base	Polyester
(6) Carry Handles (minimum of 2 people needed to carry, 3-4 recommended)	Polyester/Plastic
Guide Handle (NOT rated for lifting or hoist work)	Polyester
(5) Stretcher Straps (with ANSI rated quick-connects)	Polyester, EP-Coated Steel
(6) Hoist Connection Points	Polyester
(3) Hoist Straps (with ANSI rated quick-connects)	Polyester, EP-Coated Steel
(10) ANSI Rated Carabiners	YCM-Plated Steel

COMPONENTS INSPECTION:



1	Rigging Plate
2	(3) Hoist Straps
3	(10) ANSI Rated Carabiners
4	Guide Handle
5	Head Strap
6	(6) Carry Handles
7	Shoulder Straps
8	(6) Hoist Connection Points
9	(5) Straps
10	Leg Pads
11	Stretcher Base
12	Foot Stirrup
13	Neck Brace
14	Carry Bag



► 6.0 UNPACKING & LOADING THE RESCUE STRETCHER

1. Unroll the rescue stretcher, set the hoisting straps aside, and unbuckle all of the straps on the stretcher/integrated harness.
2. Align the casualty's shoulders with the shoulder straps of the integrated harness.
3. In cases of possible neck injury, use the provided neck brace according to the instruction manual provided.
4. A simple log roll is typically the fastest and safest way to place the casualty on the rescue stretcher.
5. Position the casualty in the center of the stretcher with their arms crossing over their chest.
6. Secure the head strap, chest strap, shoulder straps, leg straps, and foot stirrup.
7. Secure and tighten all 5 of the stretcher straps. The casualty is now ready for transport.

READY TO TRANSPORT EXAMPLE:




► 7.0 EVACUATION METHODS

A minimum of 2 people is needed to carry the casualty. Ideally, 3-4 carriers are recommended. The following evacuation method examples are not all encompassing. The rescuers must determine the most appropriate and effective way to move the casualty based on the specific rescue scenario. When carrying the casualty, always keep the stretcher adjusted at an angle to ensure the occupant's head is slightly elevated while in the stretcher.


It may be necessary for a rescuer to travel with the casualty while hoisting them to safety (mainly in angled and horizontal evacuations). The Safewaze rescue stretcher is rated to a max capacity of 850 lbs. and can support an extra load of equipment and medical devices. A rescuer shall anchor their ANSI/OSHA rated personal fall protection equipment to the rigging plate, not the stretcher.

GROUND EVACUATION:

1-Person Evacuation




2-Person Evacuation




HORIZONTAL EVACUATION:


3-Person Manual Evacuation



4-Person Manual Evacuation




Hoisted Evacuation




VERTICAL EVACUATION:


Vertical Evacuation



Assisted Evacuation




Evacuation w/ Tripod




ANGLED EVACUATION:


Cable Evacuation



Ladder Evacuation



Ladder Evacuation



► 8.0 INSPECTION / MAINTENANCE

The user must keep instructions available for reference and record the date of first use on Page 2. The user must immediately remove the system from service if defects or damage are found.

Inspection:

- Prior to use, this product must be inspected for mold, cuts, burns, frays, stitching failures, or any other damage that could affect the performance. If the product fails inspection or shows signs of damage, it should be **IMMEDIATELY REMOVED FROM SERVICE**.

Cleaning:

- The product can be cleaned with water and mild soap. The user shall remove all dirt, grease, oil, possible corrosives, and contaminants from the product prior to, and after, each use. Never use any type of corrosive substance to clean the product. Excess water shall be blown out with compressed air. Hardware can be wiped off with a clean, dry cloth. Do not store system if wet or damp. Allow equipment to fully dry before being stored.

Storage:

- When not in use, the stretcher should be stored in the bag provided with the top properly secured to prevent moisture or debris from contaminating the integrity of the product. For long-term storage, it is recommended to store in a cool and dry location.

Lifespan/Disposal:

- The working life of the product is determined by work conditions, care, and inspection provided. So long as the product and all components pass inspection, it may remain in service.
- Dispose of the product if inspection reveals an unsafe or defective condition. If damaged and unserviceable, the system must be disposed of to avoid accidental re-use.

► 9.0 LABEL



**SAFEWAZE****INSPECTION LOG**

ANNUAL FORM

Inspection Date:	Inspector:	Pass/Fail: ▼▲	Comments/ Corrective Action:

**SAFEWAZE****Address:** 225 Wilshire Ave SW, Concord, NC 28025**Phone:** 800-230-0319**Fax:** 704-262-9051**Email:** info@safewaze.com**Website:** safewaze.com



SAFEWAZE

Manual de la camilla de rescate



ANSI	N/A
OSHA	N/A

Este manual pretende cumplir con las instrucciones del fabricante especificadas por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (American National Standards Institute, ANSI) y debe utilizarse en el programa de capacitación para empleados según lo requerido por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA).

Debe leer y asegurarse de haber comprendido todas las instrucciones antes de usar el equipo. ¡No descarte las instrucciones!

Siempre compruebe que está utilizando la versión más reciente del manual de Safewaze. Visite el sitio web de Safewaze o comuníquese con el Servicio al Cliente para obtener los manuales actualizados.

⚠ IMPORTANTE:

- Consulte este manual para conocer las instrucciones fundamentales sobre el uso, el cuidado o la idoneidad del equipo para su aplicación. Comuníquese con Safewaze si tiene otras preguntas.
- Registre toda la información importante sobre el producto antes de usarlo. En el registro de inspecciones, es obligatorio documentar todas las inspecciones anuales de las personas competentes.

▶ INFORMACIÓN SOBRE EL USUARIO

Fecha del primer uso: _____

Número de serie: _____

Capacitador: _____

Usuario: _____

▶ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

- Los usuarios de este equipo deben recibir las instrucciones del fabricante.
- El usuario debe leer, comprender y seguir toda la información de seguridad y de uso incluida en este manual.
- El usuario debe usar la línea salvavidas horizontal y todo el equipo que se usa junto con la estructura de manera segura y efectiva.
- Si no se respeta toda la información de seguridad y de uso, pueden provocarse lesiones graves o la muerte.

⚠️ Advertencias:

Las normas incluidas en este documento no son exhaustivas, solo sirven de referencia y no pretenden reemplazar el criterio de una persona competente o su conocimiento de los estándares federales o estatales.

Las siguientes advertencias tienen el objetivo de minimizar el riesgo relacionado con el uso del producto y el equipo que lo acompaña.

- Este sistema NO debe usarse en sistemas personales de protección contra caídas ni para transportar materiales. Si se usa este producto para otro fin distinto de su uso previsto o si se manipula de manera incorrecta, se pueden producir lesiones graves o la muerte.
- No modifique el equipo ni lo use de manera incorrecta. Solo Safewaze, o las entidades a las que Safewaze autorizó por escrito, pueden hacer reparaciones al equipo de Safewaze.
- Una persona competente debe analizar el lugar de trabajo y anticipar dónde realizarán las tareas los trabajadores, el camino que tomarán para llegar al trabajo y cualquier peligro de caídas existente y posible.
- Antes del uso, una persona competente debe capacitar a las personas autorizadas respecto de las técnicas de evacuación y la instalación, la inspección, el mantenimiento, el almacenamiento y el uso adecuados de este equipo.
- Este entrenamiento debe incluir la capacidad de reconocer peligros de caídas, minimizar la posibilidad de que haya peligros de caídas y el uso correcto de los sistemas personales de detención de caídas.
- Si la capacitación se dicta con este equipo, debe instalarse y utilizarse un sistema de protección contra caídas secundario para garantizar que el aprendiz no esté expuesto a peligros de caídas accidentales.
- Antes del uso, se debe inspeccionar este producto para garantizar que no tenga moho, cortes, quemaduras, deshilachaduras, fallas en la costura o cualquier otro daño que podría afectar su rendimiento.
- Si el producto no pasa la inspección o se encuentran signos de daños, se debe quitar del servicio INMEDIATAMENTE.
- Evite manipular maquinaria, bordes filosos o abrasivos, y cualquier otro elemento peligroso que podría dañar o deteriorar el componente.
- No supere la cantidad máxima permitida de usuarios en el sistema o la capacidad del sistema.
- No use esta camilla para evacuaciones si la persona herida ya se encuentra en una tabla de rescate.
- En caso de posibles heridas en el cuello, utilice el collarín proporcionado de acuerdo con el manual de instrucciones incluido.
- Garantice que la persona herida esté asegurada en su lugar antes de levantarla.
- Cuando sea posible, se recomienda usar, con la camilla, una correa de elevación (en contacto con el cable de elevación) que absorba la energía.
- No quite la etiqueta.

ÍNDICE

1.0 ► Introducción	5
2.0 ► Uso previsto	5
3.0 ► Clasificación de los trabajadores	5
4.0 ► Plan de rescate	6
5.0 ► Limitaciones y especificaciones del producto	6
6.0 ► Cómo desempacar y cargar la camilla	8
7.0 ► Métodos de evacuación	8
8.0 ► Inspección/mantenimiento	11
9.0 ► Etiquetas	11
10.0 ► Formulario de inspección	12

► 1.0 INTRODUCCIÓN

Gracias por haber adquirido la camilla de rescate de Safewaze. Este manual debe leerse y comprenderse en su totalidad y utilizarse como parte del programa de capacitación de empleados requerido por la OSHA o por cualquier agencia estatal aplicable.

La camilla de rescate semirrígida de Safewaze es fácil de transportar y de usar. La litera de emergencia está enrollada dentro de una funda tipo mochila pequeña y liviana, e incluye un collarín universal, una placa de montaje y correas de elevación (correa tejida verde). Cuando no es práctico usar una camilla de servicios médicos de emergencia (emergency medical services, EMS) estándar por la ubicación de la persona herida, la camilla de rescate se convierte en una herramienta esencial para sacar a la persona de la situación crítica o compleja. Esta camilla es ideal para su uso en evacuaciones horizontales, verticales, en ángulos pronunciados o en el suelo. Cuando sea posible, se recomienda usar, con la camilla, una correa de elevación (en contacto con el cable de elevación) que absorba la energía. Safewaze recomienda el producto 025-7036. Existen diferentes productos de Safewaze que se pueden adquirir por separado para complementar las tareas de levantamiento y descenso de personas heridas.

► 2.0 USO PREVISTO

Esta camilla de rescate solo debe usarse en situaciones en las que el rescatista considera que es la manera más adecuada y efectiva de mover a una persona herida. Esta camilla de tipo envolvente también sirve como una tabla regular. Sin embargo, no debe usarse para evacuaciones si la persona herida ya se encuentra en una tabla de rescate. En caso de posibles heridas en el cuello, utilice el collarín proporcionado de acuerdo con el manual de instrucciones incluido. El uso de este equipo para cualquier otro propósito, que incluye, entre otros, protección contra caídas, actividades deportivas o recreativas, manipulación de materiales u otras acciones no descritas en estas instrucciones, no está aprobado por Safewaze. Si se usa este equipo de un modo no especificado en este manual, podría provocar lesiones graves o la muerte. Solo el personal capacitado debe usar el equipo detallado en este manual para aplicaciones en su lugar de trabajo.

► 3.0 CLASIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Asegúrese de leer y comprender las definiciones de las personas que trabajan en lugares con riesgos de caídas o pueden estar expuestos a ellos:

Ingeniero calificado: una persona que posee un título universitario en ingeniería de una institución acreditada. Puede asumir responsabilidad individual para el desarrollo y la aplicación de la ingeniería y sus conocimientos en el diseño, la construcción, el uso y el mantenimiento de sus proyectos.

Persona calificada: alguien que, debido a que posee un título o certificado reconocido, historia profesional o vastos conocimientos, capacitaciones y experiencia, ha comprobado ser capaz de solucionar o resolver problemas relacionados con un tema específico, el trabajo o el proyecto.

Persona competente: alguien que es capaz de identificar peligros existentes y previsible a sus alrededores o condiciones laborales insalubres, riesgosas o peligrosas para los empleados, y que tiene la autorización para llevar a cabo medidas correctivas inmediatas para resolverlo.

Persona autorizada: una persona a quien el empleador aprobó o asignó para realizar un tipo específico de tareas o para estar en una ubicación específica en el lugar de trabajo.

La persona o el ingeniero calificados tienen la responsabilidad de supervisar el lugar de trabajo y garantizar que se cumplan las normas de seguridad.

► 4.0 PLAN DE RESCATE

Antes de utilizar este equipo, los empleadores deben crear un plan de rescate para eventos de caídas y proporcionar los medios para implementar el plan mediante capacitaciones. El plan de rescate debe ser específico de cada proyecto. Debe permitirles a los empleados que puedan rescatarse a sí mismos o que los puedan rescatar otros inmediatamente con medios alternativos. Todos los usuarios del equipo, las personas autorizadas y los rescatistas deben conocer y comprender el plan. Se puede necesitar equipo especializado no incluido en el alcance de este manual para las operaciones de rescate. Todos los usuarios deben recibir capacitación sobre la inspección, la instalación, la operación y el uso adecuado de su equipo de rescate y del plan de rescate. Consulte la norma Z359.4-2013 del ANSI para obtener información específica sobre el rescate. Debe buscar atención médica inmediata si un trabajador se expone a un incidente de detención de caídas. **Nota:** Pueden necesitarse medidas de rescate especiales para caídas de un borde.

► 5.0 LIMITACIONES Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Consulte los siguientes requisitos y limitaciones cuando instale o utilice este equipo:

- **Caída libre:** se permite una caída libre de 0' (0 m).
- **Límite de carga:** 850 lb (386 kg), incluido el peso de la ropa, las herramientas, el equipo, etc.
- **Dimensiones:** 79" de largo x 33" de ancho (201 cm x 84 cm)
- **Peso:** 30 lb (14 kg)

MATERIALES DE LOS COMPONENTES	
Bolsa transportadora	Poliéster
Collarín	Plástico/espuma
Placa de montaje	Aluminio
Correa para la cabeza (acolchada y ajustable)	Neoprene
Correas para los hombros (con almohadillas ajustables)	Poliéster
Almohadillas para las piernas (ajustable con almohadillas)	Poliéster
Estribo para los pies (ajustable con almohadillas)	Poliéster
Base de la camilla	Poliéster
(6) Asas para transportarla (se necesita un mínimo de 2 personas para transportarla, se recomiendan 3 o 4)	Poliéster/plástico
Asa guía (NO está aprobada para levantar o elevar)	Poliéster
(5) Correas de la camilla (con acoples rápidos aprobados por el ANSI)	Poliéster, acero laminado con epoxi
(6) Puntos de conexión para elevación	Poliéster
(3) Correas de elevación (con acoples rápidos aprobados por el ANSI)	Poliéster, acero laminado con epoxi
(10) Mosquetones aprobados por el ANSI	Acero laminado con YCM

INSPECCIÓN DE LOS COMPONENTES:



1	Placa de montaje
2	(3) Correas de elevación
3	(10) Mosquetones aprobados por el ANSI
4	Asa guía
5	Correa para la cabeza
6	(6) Asas de transporte
7	Correas para los hombros
8	(6) Puntos de conexión para elevación
9	(5) Correas de la camilla
10	Almohadillas para las piernas
11	Base de la camilla
12	Estribo para los pies
13	Collarín
14	Bolsa transportadora



► 6.0 CÓMO DESEMPACAR Y CARGAR LA CAMILLA DE RESCATE

1. Desenrolle la camilla de rescate, deje las correas de elevación a un lado y libere todas las correas de la camilla y del arnés integrado.
2. Alinee los hombros de la persona herida con las correas para los hombros del arnés integrado.
3. En caso de posibles heridas en el cuello, utilice el collarín proporcionado de acuerdo con el manual de instrucciones incluido.
4. La técnica de “tronco rodante” suele ser la manera más rápida y segura de colocar a la persona herida sobre la camilla de rescate.
5. Ubique a la persona herida en el centro de la camilla con los brazos cruzados sobre el pecho.
6. Asegure la correa para la cabeza, la correa para el pecho, las correas para los hombros, las correas para las piernas y los estribos para los pies.
7. Asegure y ajuste las 5 correas de la camilla. Ya está todo listo para transportar a la persona herida.

EJEMPLO DE UNA PERSONA LISTA PARA EL TRANSPORTE:




► 7.0 MÉTODOS DE EVACUACIÓN

Se necesita un mínimo de 2 personas para transportar a la persona herida. Idealmente, se recomiendan 3 o 4 personas. Los siguientes ejemplos de métodos de evacuación no son exhaustivos. Los rescatistas deben determinar la manera más adecuada y efectiva de mover a la persona herida en función de la situación específica de rescate. Al transportar a la persona herida, siempre debe llevar la camilla en un ángulo tal que la cabeza del transportado tenga una leve elevación mientras se encuentra en la camilla.


Puede ser necesario que un rescatista se transporte junto con la persona herida hacia un lugar seguro (principalmente en evacuaciones horizontales o en ángulos pronunciados). La camilla de rescate de Safewaze está aprobada para transportar una capacidad máxima de 850 lb y puede soportar la carga extra de los equipos y los dispositivos médicos. El rescatista debe anclar su equipo personal de protección contra caídas aprobado por el ANSI o la OSHA a la placa de montaje, no a la camilla.

EVACUACIÓN EN EL SUELO:

Evacuación con 1 sola persona



Evacuación con 2 personas




EVACUACIÓN HORIZONTAL:


Evacuación manual con 3 personas



Evacuación manual con 4 personas




Evacuación con elevación




EVACUACIÓN VERTICAL:


Evacuación vertical



Evacuación asistida




Evacuación con trípode




EVACUACIÓN EN ÁNGULO PRONUNCIADO:


Evacuación con cable



Evacuación por escalera



Evacuación por escalera



► 8.0 INSPECCIÓN/MANTENIMIENTO

El usuario debe contar con las instrucciones en todo momento para su referencia y registrar la fecha del primer uso en la página 2. El usuario debe quitar de servicio inmediatamente el sistema si se encuentran defectos o daños.

Inspección:

- Antes del uso, se debe inspeccionar este producto para garantizar que no tenga moho, cortes, quemaduras, deshilachaduras, fallas en la costura o cualquier otro daño que podría afectar su rendimiento. Si el producto no pasa la inspección o se encuentran signos de daños, se **DEBE QUITAR DEL SERVICIO INMEDIATAMENTE**.

Limpieza:

- El producto puede limpiarse con agua y jabón neutro. El usuario debe eliminar toda la suciedad, grasa, aceite, posibles sustancias corrosivas y contaminantes del producto antes y después de cada uso. Nunca utilice ningún tipo de sustancia corrosiva para limpiar el producto. El exceso de agua deberá eliminarse con aire comprimido. El hardware puede secarse con un paño limpio y seco. No guarde el sistema húmedo o mojado. Permita que el equipo se seque completamente antes de guardarlo.

Almacenamiento:

- Cuando no se utiliza, la camilla debe guardarse en la bolsa proporcionada con la parte superior asegurada para evitar que la humedad o los escombros contaminen la integridad del producto. Para almacenarla a largo plazo, se recomienda guardarla en un lugar frío y seco.

Vida útil/eliminación:

- La vida útil del producto depende de las condiciones de trabajo, el cuidado y las inspecciones realizadas. Siempre que el producto y todos sus componentes pasen la inspección, puede permanecer en servicio.
- Deseche el producto si la inspección revela una condición insegura o defectuosa. Si está dañado o fuera de servicio, el sistema se debe desechar para evitar la reutilización accidental.

► 9.0 ETIQUETAS



**SAFEWAZE****INSPECTION LOG**

ANNUAL FORM

Inspection Date:	Inspector:	Pass/Fail: ▼▲	Comments/ Corrective Action:

**SAFEWAZE****Dirección:** 225 Wilshire Ave SW, Concord, NC 28025**Teléfono:** (800) 230-0319**Fax:** 704-262-9051**Correo electrónico:** info@safewaze.com**Sitio web:** safewaze.com